

# REAL 9000

- Le système de fauteuil suédois.

# REAL 9000

- Le fauteuil de qualité suédoise.  
Un système dont les besoins dictent la conception.

Quand vos jambes ne sont pas assez fortes, il vous faut un fauteuil pour vous asseoir et pour vous déplacer. Cela exige fonctionnalité et qualité. Le fauteuil doit être confortable avec une assise ergonomiquement correcte.

Les roues doivent rouler facilement pour faciliter le déplacement avec un système de freins fiables qui maintiennent fermement le fauteuil en place quand vous voulez vous mettre debout. En même temps, les accessoires doivent être faciles à régler. Enfin, le fauteuil doit bien fonctionner dans toutes les situations.

Le REAL 9000 est un système de fauteuil modulable qui permet un réglage facile à tout utilisateur. Une variété d'assises, de dossiers, de roues, et une gamme complète d'accessoires combinables vous garantissent un fauteuil fonctionnel et confortable, réglable en hauteur.

- La taille de l'assise est essentielle pour le confort. Si l'assise est trop large ou trop étroite, elle devient vite inconfortable. Avec le REAL 9000 vous pouvez choisir la taille de l'assise qui vous convient. Il existe également une assise Coxit avec des volets réglables.
- Avec le REAL 9000 vous pouvez choisir l'angle de votre assise à l'aide d'un réglage manuel, à vérin à gaz, à manivelle ou électrique. Une assise avec un réglage de l'angle vous offre

plus de possibilités pour un meilleur confort ergonomique. Une assise inclinée vers l'avant est utile pour une posture assise active et fonctionnelle, alors qu'une assise inclinée vers l'arrière offre une posture détendue.

- Il est facile de régler l'assise à la bonne hauteur de travail. Grâce au système de vérins à gaz ou au régulateur de hauteur électrique, la course est réglable- vous pouvez aussi bien être assis confortablement à table qu'à la hauteur d'un plan de travail.
- Le dossier est conçu pour apporter un bon maintien du bassin, il est disponible dans différentes tailles. Il y a une marge importante de réglage du mécanisme du dossier en fonction de vos besoins.
- Le REAL 9000 a un châssis stable, complètement soudé et équipé d'un frein fiable et facile à manœuvrer. Vous avez le choix entre un châssis en forme de X ou de H. Ce dernier offre plus de place aux pieds, et aux appuis. Les freins sont conçus à partir de courbes de levage calculées par ordinateur pour un verrouillage le plus facile possible. La garde au sol permet de franchir pas de porte et tapis.
- Les roues à roulement à billes permettent une mobilité ultra facile. Les roues sont conçues spécialement avec un maillon renforcé et des roulements SKF résistants à la poussière pour des années d'utilisation sans le moindre ennui.

Il y a de nombreuses options et accessoires ingénieux qui permettent au REAL 9000 de répondre de manière performante aux besoins de l'utilisateur. Un fauteuil réglé individuellement permet de mener une vie active, aussi bien chez soi que sur son lieu de travail.

Le REAL 9000 de fabrication suédoise est spécialement conçu pour répondre à vos exigences de qualité, de fiabilité et de durabilité



# Le système de fauteuil qui fonctionne dans toutes les situations...

## Assise fonctionnelle

Utilisez le REAL 9000 chez vous et sur votre lieu de travail. La position assise est facilement réglable en fonction de votre activité. En position de freinage, le fauteuil est fermement ancré pour vous lever ou vous transférer. Les roulettes à roulement à billes facilitent la mobilité.



## Mobilité

Des roues à roulement à billes améliorent la mobilité du fauteuil. Vous pouvez vous déplacer dans n'importe quelle direction ou tourner sur place, en position assise. Les roulettes sont spécialement fabriquées avec des roulements SKF mailonnés résistants à la poussière pour une longue durée et une résistance minimale sur la plupart des revêtements de sol.



## La bonne hauteur d'assise

Il y a une différence de hauteur d'environ 20 cm entre la table et le plan de travail de la cuisine. Afin d'être en bonne position pour travailler à ces deux hauteurs, il est essentiel que le réglage en hauteur offre une course suffisante.

Le REAL 9000 offre une course d'environ 20cm avec ses vérins à gaz ou un réglage en hauteur électrique de 28cm en butée (réglages alternatifs 14cm et 20cm). Ceci vous permet d'être à la bonne hauteur pour être assis à une table et devant un plan de travail. Le système électrique vous permet même d'atteindre votre étagère sans vous mettre debout.



## Réglage en hauteur

Le REAL 9000 est équipé d'un système de levier avec vérin à gaz ou d'un élévateur électrique pour des réglages à différentes hauteurs. Le dispositif empêche également le fauteuil de pivoter. Le cadre du fauteuil ne gêne pas lors de ses déplacements. Si vous désirez faire pivoter l'assise, nous proposons un système de pivot parmi nos accessoires.



## Support en position debout

La station debout peut être pénible pour l'utilisateur car elle risque de trop solliciter les articulations des genoux. Le système d'élévation électrique du REAL 9000 vous apporte un excellent soutien pour vous lever de manière à passer de la position assise en position debout sans forcer sur vos jambes. Dans ce cas, l'inclinaison de l'assise vous apporte une aide supplémentaire. Par simple pression sur un bouton, vous pouvez monter ou descendre l'assise à la hauteur désirée. Les freins et l'inclinaison réglable de l'assise et du dossier existent aussi avec un système électrique de réglage.

*Des freins avec une garde au sol conséquente vous permettent de passer seuils et tapis. Des tampons de frein résistants permettent un freinage sûr. La nouvelle construction brevetée ainsi que la force des leviers calculée par ordinateur rendent le freinage plus facile.*



*Les accoudoirs sont conçus ergonomiquement, dans une mousse moelleuse pour un support relaxant du bras. La partie avant de l'accoudoir offre une zone de préhension ferme lorsque vous vous mettez debout ou lorsque vous vous asseyez.*



# ... Des détails qui vous facilitent la vie



## Fauteuils pour enfants

Grâce au REAL 9000, les enfants handicapés peuvent s'asseoir convenablement à table. Le REAL 9000 est un fauteuil solide et fiable. Les réglages ont été conçus en consultant des experts du milieu médical et apportent ainsi des positions assises actives et fonctionnelles. Le fauteuil est conçu avec des repose-pieds, des sangles bassin, des poignées de dossier, et des accessoires spéciaux..



## D'avantage de place pour vos jambes et vos pieds

Le REAL 9000 avec une embase en forme de H offre plus de place pour vos pieds lorsque vous vous en servez pour propulser votre fauteuil. C'est également la meilleure option si vous choisissez un fauteuil avec un repose-pieds, car il a y ainsi plus de place entre les montants de l'embase, ce qui vous permet de régler facilement le repose-pieds et de positionner vos jambes sous l'assise.



## L'assise Coxit à volets réglables

Le REAL 9000 est aussi disponible avec une assise Coxit. Cette assise est divisée en volets réglables individuellement. Ils sont assemblés sans échancrure pour éviter l'accumulation de poussières. Les leviers de volets sont situés sur le côté de l'assise, à l'arrière pour les fauteuils avec assise inclinable ou sur le volet Coxit.



*Le dossier est conçu ergonomiquement avec un réglage de la hauteur, de la profondeur et de l'inclinaison.*



*L'appui-tête combinable avec le dossier rehaussé apporte un bon maintien de la tête. Il existe avec un coussinet plat ou arrondi.*



*La housse en peluche résistante existe pour l'assise, le dossier, et autres parties rembourrées.*

*Un fauteuil de la meilleure qualité conçue pour le confort. Un grand choix de tailles permet de trouver facilement celle qui vous convient.*



*Des repose-pieds simple ou double, réglables, disponibles dans quatre longueurs différentes.*

*La barre repose-pied escamotable donne un support confortable à vos pieds et reste facile à escamoter.*



*Les extensions pour les pieds de l'embase rendent le fauteuil encore plus stable. Elles peuvent être combinées avec l'appui-tête.*



*Le frein électrique existe comme accessoire pour les fauteuils avec élévateur électrique.*



*L'embase en acier soudé avec ses fixations solides pour les roues offre une qualité sans faille.*



# Un seul système - six modèles de base.



REAL 9000  
Le modèle de base comprend un système élévateur réglable équipé de vérins à gaz.



REAL 9300 Medic  
Fauteuil avec embase en H et un réglage en hauteur à vérin à gaz. Disponible pour adultes et enfants. (La ceinture de bassin et les repose-pieds font partie des options.)



REAL 9700 Coxit  
Fauteuil Coxit avec réglages par vérins à gaz.



REAL 9100 EL  
Fauteuil avec système d'élévation électrique. (Dossier rehaussé en option.)



REAL 9400 Medic EL  
Fauteuil avec embase en H et système d'élévation électrique. Disponible pour enfants et adultes. (Dossier rehaussé et repose-pieds sont en option.)



REAL 9800 Coxit EL  
Fauteuil Coxit avec système d'élévation électrique. (Dossier rehaussé en option.)

## ...et beaucoup d'options.

Les six modèles de base du REAL 9000 sont équipés individuellement. Faites votre choix en fonction de vos besoins d'inclinaison d'assise, de dossier, de roues, de hauteur d'assise et de largeur d'assise. Un grand nombre de d'accessoires pratiques, développés après 30 ans d'expérience dans le domaine du fauteuil de travail vous apporte encore plus de choix. Support amputation, accoudoir pour hémiplégique, tablette, repose-pieds, genouillères, cale-troncs, freins électriques, pédale de frein, fixations pieds, ceinture pelvienne, poignées, appuis-tête, supports latéraux, extensions d'embase, housses et plus encore.

# REAL 9000

-Le système de fauteuil où vos besoins font le choix.

Le REAL 9000 est fabriqué de manière modulable.

Un grand nombre d'options et un large choix d'accessoires pratiques rendent le fauteuil facile à régler en fonction de vos besoins personnels.

<b>Caractéristiques</b>	<b>REAL 9000</b>	<b>REAL 9100</b>	<b>REAL 9300</b>	<b>REAL 9400</b>	<b>REAL 9700</b>	<b>REAL 9800</b>
Fauteuil embase X 48x53cm (lar.x long.) et frein manuel	●	●			●	●
Fauteuil embase H 48/58x53 (larg.x long.) et frein manuel			●	●		
Accoudoirs rembourrés et réglables en hauteur et en largeur.	●	●	●	●	●	●
Assise sans réglage d'inclinaison	●	●	●	●	●	●
Assise réglable en inclinaison manuellement. Réglages de +15°/-8° (+=avant,-=arrière).	○		○			
Réglage d'inclinaison à vis +15°/-8°	○	○	○	○	○	○
Assise réglable en inclinaison avec vérin à gaz +15°/-8°. Levier sur assise.	○	○	○	○	○	○
Assise réglable en inclinaison avec vérin à gaz +15°/-8°. Levier sur accoudoir.	○	○	○	○	○	○
Assise réglable en inclinaison électriquement +15°/-8°.		○		○		○
Dossier standard. Taille correspondante à l'assise.	●	●	●	●	●	●
Dossier rehaussé. Taille correspondante à l'assise.	○	○	○	○	○	○
Réglage dossier standard. Réglable en hauteur, inclinaison et profondeur.	●	●	●	●	●	●
Réglage dossier Medic. Réglage en profondeur augmenté.	○	○	○	○	○	○
Réglage dossier confort avec vérin à gaz. (Profondeur d'assise minimale 43cm)	○	○	○	○	○	○
Réglage électrique. (Profondeur d'assise minimale 43cm)		○		○		○
Roulettes standard, XL 100, résistance minimale. Pour tous types de revêtements.	●	●	●	●	●	●
Roulettes SL 100 résistance extra minimale pour revêtements durs.	○	○	○	○	○	○
Réglage en hauteur à vérin à gaz. Hauteur standard d'assise 45-65cm.	●		●		●	
Réglage en hauteur à vérin à gaz. Hauteur basse d'assise 40-54cm.	○		○		○	
Réglage en hauteur électrique. Hauteur standard d'assise 47-75cm.		●		●		●
Réglage en hauteur électrique. Hauteur basse d'assise 40-60cm.		○		○		○
Course d'élévation réglable. Réglage -2cm/+6cm.	●	●	●	●	●	●
Verrouillage de rotation. Permet une rotation sur 360°.	○	○	○	○	○	○
Assise standard 44x48cm(larg.xlong). Coulée en caoutchouc mousse	●	●	●	●		
Options 48x48, 44x43, 40x43, 40x39, 36x39 et 33x35cm.	○	○	○	○		
Assise Coxit avec volets intégrés. Taille 44x48cm.					●	●
Assise Coxit, taille spéciale 48x48cm.					○	○
Vérins à gaz adaptés aux poids 55-90kg.	●		●		●	
Tailles spéciales <55kg et 90-120kg.	○		○		○	
Revêtement en peluche gris standard.	●	●	●	●	●	●
Autres tissus de revêtement possibles sur commande.	○	○	○	○	○	○
<b>Options et accessoires</b>						
Longueurs d'accoudoirs spéciales 35-30-25cm, accoudoir confort, accoudoir hémipédique, différentes longueurs pour levier de frein, pommeau large et arrondi pour levier de frein, pédale de frein, barre transversale pour rhumatisants, emplacement spécial levier de réglage.	○	○	○	○	○	○
Support amputé, adaptateur pour fauteuil avec support de jambier, tablette, cale-tronc, gousset, ceinture pelvienne, barre de poussée, appui-tête, cale-hanche, assise en matière résistante à l'urine, housse, extension de pied d'embase.	○	○	○	○	○	○
Barre repose-pied : escamotable, démontable et 1/8 gauche+droite.	○	○			○	○
Repose-jambe avec repose-pied en une ou deux parties. Genouillères.			○	○		
Freins électriques et réglages électriques sur boîtier séparé.		○		○		○

● **Modèle de base** ○ **Options sur modèle de base**



Mercado Medic Nederland BV  
Nobelweg 22  
3899 BN Zeewolde  
Nederland

Tel. +31-(0)-36 521 99 95  
Fax. +31-(0)-36 521 99 90  
E-mail: [info@mercado-medic.nl](mailto:info@mercado-medic.nl)  
Web: [www.mercado-medic.nl](http://www.mercado-medic.nl)

Distribution France :  
DGK MEDICAL  
39, avenue du dauphiné  
69360 Sérézin du Rhône

Tel : 04 37 65 04 62  
Fax : 04 37 65 94 50