



BASIC ECO



DGK MÉDICAL

Parc des activités économiques
62180 - VERTON

TÉLÉPHONE ET FAX

Tél 03 21 89 49 85
Fax 03 21 89 49 86

SUR INTERNET

contact@dgkmedical.com
www.dgkmedical.com

BASIC ECO

EUROVEMA

CEST SIMPLE, C'EST NOUVEAU, C'EST BASIC ECO!

La Basic Eco est une chaise de travail pour personnes à mobilité réduite équipée de série d'un frein manuel sur châssis en H médicalisé et d'une hauteur variable électrique avec deux courses de vérin au choix.



Pour sécuriser les levées de l'utilisateur, la Basic Eco est dotée d'un frein manuel que l'on actionne à l'aide d'un levier situé à l'arrière de l'embase en H médicalisée.



AUCUNE OPTION POSSIBLE SUR CE MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dossier (l x h)	40 x 44 cm
Assise (l x h)	46 x 46 cm
Hauteur d'assise sur vérin à électrique	Vérin court : 40 à 58 cm - Vérin long : 45 à 70 cm *
Accoudoirs	30 x 6 cm, en polyuréthane revêtement velours
Embase, longueur	60 cm
Embase, largeur	53 cm
Coloris	Noir Atlantic
Poids total	28 kg
Poids max. utilisateur	140 kg

* ajustement possible de plus ou moins 5 cm