

REAL 9200 TWIN



REAL 9200 TWIN

MERCADO MEDIC

LA CHAISE BARIATRIQUE À HAUTEUR VARIABLE QUI SUPPORTE JUSQU'À 275 KG !

Confortables et robustes, la REAL 9200 TWIN et la REAL 9200 TWIN EL offrent le confort et la stabilité nécessaires pour une personne de grande taille.

Toutes deux dotées d'une assise viscoélastique, d'accoudoirs escamotables pour faciliter les transferts et d'un dossier réglable en hauteur et inclinaison, leur différence réside dans le type de vérin.

La 9200 TWIN possède un double vérin à gaz pouvant supporter jusqu'à 180 kg alors que la 9200 TWIN EL, dotée d'un double vérin électrique supporte une charge allant jusqu'à 275 kg.



La hauteur variable par double vérin électrique de la 9200 TWIN EL supporte une charge allant jusqu'à 275 kg.



Les accoudoirs s'escamotent pour faciliter les transferts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de dossier	46 / 56 / 66 cm	Hauteur d'assise GAZ	HAUT : 45 - 65 cm BAS : 40 - 54 cm
Hauteur de dossier	43 cm	Hauteur d'assise ÉLECTRIQUE	HAUT : 47 - 75 cm BAS : 40 - 60 cm
Profondeur d'assise	40 / 45 / 50 cm	Revêtement velours	Rouge / Gris / Marron / Bleu / Noir
Largeur d'assise	52 / 62 / 72 cm	Poids max. utilisateur GAZ	180 kg
Longueur d'accoudoirs	25 / 30 / 35 cm	Poids max. utilisateur ÉLECTRIQUE	275 kg