

WALKABOUT

LA LIBERTÉ DES MOUVEMENTS

Le Walkabout est un entraîneur de marche doté d'un support postérieur et d'un ressort réglable en tension permettant d'accompagner en toute sécurité l'utilisateur lors de la déambulation.

Disponible en quatre tailles, le Walkabout est parfait pour les enfants et adultes ayant un tonus du tronc limité. L'appareil de base, sans accessoires, inclut l'extension d'embase télescopique, le réglage en hauteur par manivelle, un support ajustable du tronc et du bassin en hauteur et en largeur ainsi que des freins de position. Les roues arrière sont équipées d'un système anti-recul. Une barre d'assise et une poignée de guidage pour tierce-personne viennent parfaire la configuration de base.



CODES LPP

| | | |
|--------------------|---|----------|
| Code LPP : 1266846 | Appareil modulaire de verticalisation | 363,74 € |
| Code LPP : 1207507 | Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal | 35,06 € |
| Code LPP : 1238152 | Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes | 18,45 € |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Version | Walkabout 1 | Walkabout 2 | Walkabout 3 | Walkabout 4 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Poids Total | 12 kg | 14 kg | 20 kg | 22 kg |
| Poids max. utilisateur | 25 kg | 36 kg | 68 kg | 86 kg |
| Réglage en hauteur de l'assise | 22,5 - 58 cm | 40 - 73 cm | 40 - 73 cm | 72 - 100 cm |
| Réglage de l'inclinaison du mât | 75 / 90° | 75 / 90° | 75 / 90° | 75 / 90° |
| Longueur totale réglable | 77,5 - 90 cm | 80 - 100 cm | 88 - 100 cm | 88 - 100 cm |
| Largeur hors-tout | 60 | 65 | 71 - 86 cm | 71 - 86 cm |

Des caractéristiques uniques !

MANIVELLE : Réglage en hauteur du système de support

CONTRE-APPUI OCCIPITAL* : Réglable en hauteur

PRESSON DE LA SUSPENSION RÉGLABLE

SUSPENSION : Renfort du ressort sur Taille 3 et 4

MÂCHOIRES DE FIXATION DU MÂT : ELLES PERMETTENT DE DÉTERMINER L'INCLINAISON DU SYSTÈME DE SUPPORT. L'EMBASE EST RÉGLABLE EN LARGEUR SUR UNE PLAGE DE 15 CM.

ROULETTES DE FREINAGE ANTI-RECU

ROULETTES ANTI-BASCULE : Garde au sol recommandée de 1 cm.

BLOPAGE DES ROUES DIRECTIONNELLES AVANT



SYSTÈME DE REPOSE-BRAS AVEC POIGNÉES DE MAINTIEN

EN OPTION

SELLE UNI-CYCLE REMBOURRÉE : Réglable en profondeur et inclinaison

EN OPTION

EXTENSION D'EMBASE TÉLESCOPIQUE : Permet d'apporter plus de stabilité lors de l'utilisation en extérieur.

FREINS DE POSITION : Facilitent l'installation de l'utilisateur dans le système.